

سنو 4.3"

العالم واضح من جديد

تقدم شاشة متوسطة الحجم مثالية لعرض البريد والفواتير والوصفات الطبية والصور وغيرها!



السهولة في الاستخدام



الوزن الخفيف



أزرار كبيرة وبديهية



المواصفات التقنية

شاشة 4.3" ملونة TFT	العرض
التركيز التلقائي	الكاميرا
2x ~ 16x	التكبير
10 أنماط	انماط الألوان
نعم	تجميد الصورة
يدعم PAL/NTSC	الربط بالتلفزيون
3.5 ساعات، بطارية Li-ion، قابلة للشحن والتغيير	البطارية
نعم	وضعية الكتابة
16 سم 8x سم 2.4x سم	الأبعاد
204 غرام مع البطارية	الوزن
شاحن AC، حقيبة، حزام المعصم	الاكسسوارات
CE; FCC; RoHS	الشهادات

اتصل بنا

هاتف: +86-571-87006308

إيميل: sales@zoomax.co

الموقع الإلكتروني: www.zoomax.co

