

الفراشة 3.5"

لك و معاك



المكبر الإلكتروني بحجم الجيب،
تم تصميم الفراشة للناس للاستخدام أثناء التجوال.

سهولة التشغيل



5 انماط الوان



بحجم الجيب ليرافقك أثناء التجوال



المواصفات التقنية

شاشة 3.5" ملونة TFT	العرض
1.5X ~ 15X	التكبير
5 أنماط	انماط الألوان
نعم	تجميد الصورة
3.5 ساعات، بطارية Li-ion، قابلة للشحن	البطارية
نعم	وضعية الكتابة
1.9 سم 8x سم 9.4x سم	الأبعاد
120 غرام	الوزن
شاحن AC، حقيبة، حزام المعصم	الاكسسوارات
CE; FCC; RoHS	الشهادات

اتصل بنا

هاتف: +86-571-87006308

إيميل: sales@zoomax.co

الموقع الإلكتروني: www.zoomax.co

